

Top 5 nasvetov

Sistem MiniMed™ 780G



1



Mesto, mesto, mesto

Mesto vstavitve senzorja je lahko zelo pomembno. Najbolje je izbrati raven predel na zadnji strani nadlakti, kjer lahko v gubo primete približno 2,5 cm kože in kjer ni brazgotin.

2



Brez skrbi ob »Posodabljanju senzorja«

Ker sistem ne zahteva umerjanja, dodatna sistemska preverjanja stalno ocenjujejo zanesljivost senzorja. Občasno se zato lahko prikaže opozorilo »Posodabljanje senzorja«. Brez skrbi. V večini primerov se stanje uredi samo in senzorja najverjetneje ne bo treba zamenjati. Najpomembneje je, da vam ni treba storiti ničesar, razen če vas k temu pozove črpalka.

3



Naj ostane na mestu

Dodatni obliž preko senzorja praviloma ni potreben, lahko pa ga uporabite za boljši oprijem.

4



Pred meritvijo glukoze v krvi si umijte roke

Ker črpalka vse vnesene meritve glukoze v krvi uporablja za umerjanje senzorja in vas lahko občasno pozove k meritvi, je pomembno, da so roke čiste. Uporabite lahko 70-odstotni alkoholni robček ali razkužilo za roke.

5



Opozorila prilagodite sebi

Če želite različne zgornje in spodnje meje glukoze ob različnih delih dneva, lahko opozorila prilagodite v nastavitvah senzorja. Razmislite tudi o funkciji Utišaj opozorila senzorja*, kadar bi vas zvočno opozorilo lahko zmotilo, na primer med pomembnim sestankom, filmom ali počitkom!

*Opozorila, ki jih ni mogoče utišati: visoka GS, nizka GS ali opozorilo za izhod iz SmartGuard™



Želite naročiti potrošni material?

To lahko na preprost način naredite prek portala Z&Z Skrbnik: <https://skrbnik.zaloker-zaloker.si>



Imate še kakšno vprašanje?

Obiščite Podporo uporabnikom:
www.zaloker-zaloker.si/zz-podpora-uporabnikom